

■トレイライナー LT 基本仕様

搬送容積 (有効寸法)	浅 型	W240×D340×H87mm
	深 型	W230×D330×H155mm
搬送重量	最大8kg(トレイ重量含む)	
ステーション寸法	W1200×D335×H2000mm	

■オプション機能

- トレイ表示器：「出発地→行先」・「患者名」・「日時」などを表示
- トラッキング機能：薬剤の準備～発送～搬送完了までを簡単に「見える化」




トレイ表示器(オプション)

トレイ搬送・保管システム トレイライナー LT

Tray-Liner LT

Tray Transport Custody System

「安全」「安心」の物流供給体制の構築で、ゆとりある医療サービス環境の整備に貢献します。



院内物流の動脈として支え続ける



すべては患者さんのために

医療安全

職場環境改善

物流コスト削減

シンフォニアグループ

株式会社 **S&Sエンジニアリング**

本 社 = 〒105-8330 東京都港区海岸1-11-1 ☎ 03-5777-3240 (代表)

札幌営業所 = 〒060-0002 札幌市中央区北2条西1-10 ☎ 011-804-5511 (代表)
仙台営業所 = 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-6-23 ☎ 022-216-2501 (代表)
中部営業所 = 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-45-7 ☎ 052-541-3201 (代表)
大阪営業所 = 〒530-0047 大阪市北区西天満4-11-22 ☎ 06-6364-4551 (代表)
広島サービスステーション = 〒730-0051 広島市中区大手町2-8-5 ☎ 082-536-0012 (代表)
福岡営業所 = 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-27 ☎ 092-441-2291 (代表)
技術センター = 〒140-0012 東京都品川区勝島1-4-3 ☎ 03-5767-6954 (代表)

本カタログの仕様は、製品改良のため予告なく変更することがあります。



よりスマートな医療の現場に

患者さんの対応時に、搬送や受け取りで業務を中断したくない、
薬剤や、検体、機器などで医療スペースが確保できない、
院内の物品の搬送や受け取りに手間が掛かる、

そんな想いを解決した搬送システムが「**トレイライナーLT**」です。

「安全」のリレーで、「安心」の笑顔へ



トレイストックステーション

- 棚式収納
省スペースで業務本来のワークスペースを広く確保
- ISOトレイ対応
幅広い搬送物に対応ノインシデント低減
- 複数の棚で「発送と到着」が可能
偏りのある時間帯に対応
- 到着トレイはそのままストック
受け取り作業での医療業務中断を低減
- 棚LED表示
「到着」や「発送待機中」を、わかりやすく表示

ISOトレイ搬送

水平維持搬送

やさしい搬送

高能力搬送

院内物流の主要物品(薬剤、検体、材料など)の
臨時・緊急搬送に大きく貢献します。

患者単位薬剤・
検体セット搬送



デリケートな
搬送品

まとめ搬送の
必需品

大きめの機器・
材料

3次元搬送で院内物流をネットワーク

「高能力リフトとコンパクトなコンベア搬送」で、垂直・水平搬送が連結され、供給部門と使用部門を繋ぎます。



トレイ複数台
同時搬送可能

+

高速搬送

従来式リフトを
超えた搬送能力

ISO(300×400)トレイをそのまま搬送します。

- 搬送には、院内で一般的に使用されているISO規格に準拠したトレイを使用。
- トレイの深さは2種類あり、搬送物に応じて選択できます。
 - ・浅型(外形寸法): W300×D400×H100
 - ・深型(外形寸法): W300×D400×H175
 - ・薬剤部門での運用 …… 個人単位でセットされたトレイの搬送が可能です。
 - ・検査部門での運用 …… 病棟単位でトレイの搬送が可能です。大きさの異なる容器も一括で搬送が行えます。また、常に水平を保ち、尿カップなども安全に搬送が可能です。



収納例 - 注射薬



収納例 - 輸血用血液製剤



収納例 - 血液検体・尿検体

